

Cleaning Instructions – Bottles & Lids

1. Prior to first use, bring water to boil then place lids & bottles in boiling water for 10 minutes.
2. For regular cleaning, all components may be washed on top rack of dishwasher. Labeling lids and breastmilk bottles may be sanitized in boiling water for 10 minutes. To hand wash, rinse in cool water to remove breastmilk, wash in warm soapy water and rinse with clear water. Air dry in clean area and store when not in use. Do NOT store wet or damp parts. Labeling lids and breastmilk bottles may also be sanitized using a Quick Clean™ Micro-Steam™ bag.



Instructions for Use Organizer Tray

1. Place newest bottles or bags of breastmilk in the tray just behind the “IN” arrow, naturally rotating bottles or bags already in the tray toward the “OUT” arrow.
2. When ready to feed, remove bottle or bag from the side of the tray with the “OUT” arrow.
3. Arrows remind the person feeding baby that older breastmilk is used first to help prevent wasted/spoiled milk.



Instructions for Use Breastmilk Labeling Lids

Simple and secure!

Just lock into place for effortless, reliable tracking.

1. Screw the lid onto the breastmilk bottle and turn gently until secure.
2. Grip the outer section of the lid and pull up to unlock.
3. Turn the outer section of lid to line up the day of the week with the a.m./p.m. markings on the outer ring. Middle hash mark can be used to indicate afternoon.
4. Push outside of lid down to click and lock into place. Even if the lid is bumped or the bottle is dropped, the settings will remain unchanged.

IMPORTANT: Plastic bottles and component parts become brittle when frozen and may break when dropped. Also, bottles and component parts may become damaged if mishandled, e.g. dropped, over-tightened, or knocked over. Take appropriate care in handling bottles and components. Do not use the breastmilk if bottles or components become damaged.

Instrucciones de limpieza: biberones y tapas

1. Antes de usar las tapas y los biberones por primera vez, colóquelos en agua hirviendo durante 10 minutos.
2. Para la limpieza habitual, puede lavar todos los componentes en la rejilla superior del lavavajillas. Para esterilizar las tapas rotuladoras y los biberones para leche materna, hiévalos 10 minutos. Para lavarlos a mano, enjuáguelos con agua fría a fin de eliminar los restos de leche materna; después, lávelos con agua tibia y jabonosa, y enjuáguelos con agua limpia. Séquelos al aire en un lugar limpio y guárdelos cuando no los use. NO guarde piezas húmedas ni mojadas. También puede esterilizar las tapas rotuladoras y los biberones para leche materna usando una bolsa Quick Clean™ Micro-Steam™.



Instrucciones de uso Bandeja organizadora

1. Coloque los biberones o las bolsas con leche materna más nueva en la bandeja, justo detrás de la flecha que indica "PONER", y rote los biberones o las bolsas que ya están en la bandeja hacia la flecha que indica "SACAR".
2. Cuando llegue la hora de alimentar al bebé, retire el biberón o la bolsa por el lado de la bandeja donde está la flecha que indica "SACAR".
3. Las flechas le recuerdan a la persona que alimenta al bebé que la leche materna más vieja debe usarse primero para evitar desperdiciarla o que se eche a perder.



Instrucciones de uso Tapas rotuladoras para leche materna

¡Son simples y seguras!

Todo lo que tiene que hacer es colocarla correctamente para llevar un control sencillo y confiable.

1. Enrosque la tapa en el biberón con leche materna y gírela suavemente hasta que esté bien colocada.
2. Tome la parte exterior de la tapa y levántela para que se destrabe.
3. Gire la parte exterior de la tapa hasta hacer coincidir el día de la semana con el horario (a. m. o p. m.) que aparece en el aro externo. Puede usar la marca del medio para indicar el horario de la tarde.
4. Presione la parte externa de la tapa hasta que haga clic para asegurarse de que esté bien colocada. Aunque la tapa se golpee o el biberón se caiga, lo que usted marcó permanecerá intacto.

IMPORTANTE: Los biberones de plástico y las piezas que los componen se vuelven quebradizos cuando se congelan y pueden romperse si se caen. Además, los biberones y las piezas que los componen pueden dañarse si no se utilizan correctamente; por ejemplo, al dejarlos caer, ajustarlos demasiado o volcarlos. Manipule con cuidado los biberones y las piezas que los componen. No use la leche materna si los biberones o las piezas que los componen se dañan.