

Should I Buy or Borrow a Pre-owned Breastpump?



Many mothers have asked if they can safely sell, purchase, or use a previously owned breastpump. Medela cares about the health and welfare of breastfeeding mothers and babies. Research evidence suggests that certain viruses and bacteria are transmittable through breastmilk. For that reason, Medela follows the FDA policy that states that only hospital-grade pumps (such as the Symphony and Lactina) should be used by more than one person. All other breast pumps should be considered to be single-use devices such as Pump In Style, Swing, and Harmony. For this reason, experts advise against sharing pumps that have been previously owned. The difference between personal use pumps and rental pumps is as follows:

Personal Use Breastpumps



Pump In Style® Advanced
The Metro Bag™



Single Deluxe



Swing™

Personal use pumps that you buy at the store are personal care items, much like a toothbrush. Personal use pumps should never be resold or shared among mothers. The Medela Pump In Style® Advanced has an internal diaphragm that cannot be removed, replaced, or fully sterilized.

Therefore, the risk of cross-contamination associated with re-using a previously owned pump such as the Pump In Style cannot be dismissed, even when using a new kit or tubing. Similarly, the Medela Single Deluxe™ and Swing™

Breastpumps have internal motors that cannot be removed, replaced or fully sterilized. Another consideration when deciding to borrow or even lend a previously owned electric pump is the pump's motor life. A high quality electric double pump might last through the breastfeeding of your second child, or even several children. However, like computers or other electronic products, an electric breastpump has a limited lifetime. Medela guarantees its pump motors with a one year warranty. If you use an electronic pump that has been used for more than one year, there is no guarantee that it will generate as much speed and vacuum as it did earlier in its life. By using your own pump, you can compare the pump's performance with each child. However, if you borrow a pump, you cannot gauge its performance to ensure it is operating at full capacity. Also, multiple women using these single-user products automatically voids the warranty of the Medela product.

Rental Pumps

Rental pumps such as Medela's Symphony and Lactina are designed for multiple users. These pumps have special barriers and filters to prohibit milk from entering the pump motor, which prevent cross-contamination. In addition, each renter uses her own personal tubing and containers to ensure the safe use of these pumps. Medela also provides a selection of breastshields in various sizes to make pumping more comfortable and effective.



Symphony®



Lactina®

Different mothers have different pumping needs and economic means. For this reason, Medela pumps come in a variety of styles and prices. There are also grant programs available for mothers in need.

For information on this and Medela products, ask your local rental station. For product information, availability and pricing, use our Breastfeeding National Network at **1-800-TELL YOU** to find a local rental/retail location. Medela Customer Service is available at **1-800-435-8316** for product questions.

Last Edited: Barbara Wilson-Clay BS, IBCLC
(June 2007)

References:

1 American Academy of Pediatrics: *Report of the Committee on Infectious Disease*, ed 24, Elk Grove Village, Ill, 1997.

Blenkham J: *Infection risks from electrically operated breast pumps*, *J. Hospit Infection* 1989; 13:27-31

Lawrence RA, Lawrence RM: *Breastfeeding: A Guide for the Medical Profession* 6th ed. Elsevier Mosby:Philadelphia,PA. 2005. pg. 781-796.

U.S. Food and Drug Administration (May 2007). *Should I Buy a Used Breast Pump or Share My Breast Pump?* Retrieved June 12, 2007, from U.S. Food and Drug Administration Web site:
<http://www.fda.gov/cdrh/breastpumps/choosing.html#4>



#1 CHOICE OF HOSPITALS AND MOTHERS

Medela, Inc., P.O. Box 660, McHenry, IL 60051-0660 USA
Phone: 1-800-435-8316 or 1-815-363-1166 Fax: 1-815-363-1246 www.medela.com
E-mail: customer.service@medela.com

Single Deluxe, Swing and Double Select are trademarks of Medela.
Medela, Lactina, Symphony and Pump In Style are registered trademarks of Medela.
1547482 D 0607 ©2007 Medela, Inc. All rights reserved.

¿Debo comprar o pedir prestada una bomba de lactancia usada?



Muchas madres han preguntado si de manera segura pueden vender, comprar o usar bombas de lactancia de una propietaria anterior. Medela se interesa por la salud y el bienestar de las madres que amamantan y de los bebés. Las evidencias de investigación sugieren que ciertos virus y bacterias se transmiten a través de la leche materna. Por esa razón, Medela sigue las reglas de FDA que establecen que sólo las bombas de grado de hospital (como la Symphony y la Lactina) pueden ser usadas por más de una persona. Todas las otras bombas de lactancia deben ser consideradas como dispositivos de uso personal tales como la bomba In Style, Swing, y Harmony. Los expertos aconsejan por esta razón en contra de compartir bombas que tuvieron previamente otra dueña. Las diferencias entre las bombas de uso personal y las de renta son las siguientes:

Bombas de lactancia de uso personal



Pump In Style® Advanced
The Metro Bag™



Single Deluxe



Swing™

Las bombas de lactancia de uso personal que usted compra en las tiendas son artículos de cuidado personal, tanto como un cepillo de dientes. Las bombas de uso personal nunca deben revenderse ni compartirse entre madres. La bomba Medela Pump In Style® Advanced tiene un diafragma interno que no puede quitarse, reemplazarse ni esterilizarse completamente. Por lo tanto, el riesgo de contaminación cruzada asociado con el re-usar una bomba de lactancia usada previamente por otra persona tal como la bomba Pump In Style no puede ser descartada, aún cuando se usa un conjunto nuevo o mangueras nuevas. Similarmente las bombas

de lactancia Medela Single Deluxe™ y Swing™ tienen motores internos que no puede quitarse, reemplazarse ni esterilizarse por completo. Otro aspecto importante que debe considerarse en la decisión de prestar o pedir prestada una bomba de lactancia eléctrica usada es la vida útil del motor de la bomba. Una bomba eléctrica doble de alta calidad podría durar todo el amamantamiento de su segundo hijo o incluso de varios hijos. Sin embargo, tal como sucede con las computadoras y otros productos electrónicos, una bomba de lactancia eléctrica tiene una vida limitada. Medela respalda los motores de sus bombas de lactancia con una garantía de un año. Si usted emplea una bomba electrónica que ha sido usada durante más de un año, no puede garantizarse que genere la misma velocidad o vacío que generaba cuando era nueva. Al usar su propia bomba de lactancia, puede comparar su desempeño con cada hijo. Sin embargo, si utiliza una bomba prestada, no podrá comparar su desempeño y determinar si está funcionando a su máxima capacidad. También, si varias mujeres usan estos productos diseñados para un solo usuario, automáticamente anulan la garantía del producto Medela.

Bombas para rentar

Las bombas para rentar tales como la Symphony y la Lactina de Medela están diseñadas para múltiples usuarias. Estas bombas tienen barreras especiales y filtros que evitan que la leche pase al motor de la bomba, lo que impide la contaminación cruzada. Además, cada arrendataria usa sus propias mangueras y recipientes para asegurar el uso seguro de estas bombas. Medela también provee una selección de copas para senos en varios tamaños para hacer el bombeo más cómodo y efectivo.



Symphony®



Lactina®

Cada madre tiene sus propias necesidades de bombeo y recursos económicos. Por esta razón, las bombas de lactancia Medela se ofrecen en una amplia variedad de estilos y precios. También hay programas de subvención para madres de escasos recursos. Para obtener información sobre esta subvención y los productos Medela, pregunte en un centro de alquiler de su localidad. Si desea obtener información sobre productos, disponibilidad y precios, llame a nuestra Red Nacional de Lactancia (Breastfeeding National Network), al **1-800-TELL YOU**, para encontrar los centros de venta y alquiler en su localidad. El Departamento de Atención al Cliente de Medela está a su disposición en el **1-800-435-8316** para responder a sus preguntas sobre los productos.

Última edición: Kathleen B. Bruce, BSN, IBCLC; Barbara Wilson-Clay BS, IBCLC; Catherine Watson Genna, BS, IBCLC; y Mary Bibb, BA, IBCLC.

Referencias:

1 American Academy of Pediatrics: Report of the Committee on Infectious Disease, ed 24, Elk Grove Village, Ill, 1997.

Blenkharn J: Infection risks from electrically operated breast pumps, J. Hospit Infection 1989; 13:27-31

Lawrence RA, Lawrence RM: Breastfeeding: A Guide for the Medical Profession 6th ed. Elsevier Mosby:Philadelphia,PA. 2005. pg. 781-796.

U.S. Food and Drug Administration (May 2007). Should I Buy a Used Breast Pump or Share My Breast Pump? Retrieved June 12, 2007, from U.S. Food and Drug Administration Web site:

<http://www.fda.gov/cdrh/breastpumps/choosing.html#4>



ESCOGIDO Nº 1 POR LOS HOSPITALES Y LAS MADRES

Medela, Inc., P.O. Box 660, McHenry, IL 60051-0660 USA
Teléfono: 1-800-435-8316 o 1-815-363-1166, Fax: 1-815-363-1246 www.medela.com
Correo electrónico: customer.service@medela.com

Single Deluxe, Swing y Double Select son marcas registradas de Medela.
Medela, Lactina, Symphony y Pump In Style son marcas registradas de Medela.
1547482 D 0607 ©2007 Medela, Inc. Todos los derechos reservados.